

脉搏血氧仪 COX601 蓝牙

美的连台式脉搏血氧仪, 适用于各种临床医学、家庭看护及急救等环境下的连续监测和抽样检查, 抗干扰抖动能力强, 低灌注度下也能准确监测。特有的蓝牙智能无线传输, 可与其他设备灵活对接



- 可点测或持续无创监测血氧 (SpO₂)、脉率 (PR)、灌注度指数 (PI)、灌注度变异指数 (PV)
- 蓝牙智能传输, APP远程监测, 便于系统集成
- 小巧便携的台式设备, 是出诊或医院环境下首选
- 简单易用的界面可快速设置和报警管理
- 灵敏度可选择中、高、低三种模式, 灵活支持各种临床应用
- 5.0"彩色高分辨率大屏幕显示, 便于远距离及夜间读取数据
- 旋转式屏幕, 可自动切换为水平或垂直视图, 查看多功能参数

脉搏血氧仪COX601




功能

脉搏棒图

是信号质量指示,可在运动期间和低血流灌注度情况下测量

血流灌注指数(PI)

表示动脉脉搏信号的强度。PI可用作低血流灌注期间的诊断工具



血氧饱和度(SpO₂)

可自定义设置上下限

脉搏率(bpm)

可自定义设置上下限

脉搏容积描记波(PPG)



COX601底座面板

大容量充电

性能和规格

测量范围/显示分辨率/测量精度

	测量范围	显示分辨率	测量精度
脉搏血氧饱和度(SpO ₂)	40%-100%	1%	±2% (90%-100%), ±3% (70%-89%), 不予定义 (0-70%)
脉率(PR)	30bpm-300bpm	1bpm	±3bpm
灌注度指数(PI)	0.05%-20%	显示数小于10为0.01%,大于10为0.1%	不予定义

规格特性

显示屏: 5.0" TFT显示屏

重量及尺寸(L*W*H): 1600g, 28cm x 20.7cm x 10.7cm

适用人群: 成人、儿童、婴儿、新生儿

电源: 内置3.7V可充电锂电池2750mAh, 待机时长达4小时, 快速充满电时间约8小时

接口: 充电接口

*更多产品详情信息可参考说明书了解

附件



包装盒

说明书

充电数据线

标配传感器

附件包括: 包装盒、说明书、充电数据线及标配传感器(S0445B-L)。另可选配重复性指夹式、指套式、额表式、耳夹式、包裹式、多功能血氧探头, 一次性泡棉、海绵血氧探头, 应用于成人、儿童、婴儿、新生儿。
订购代码: S0026B-S、S0026C-S、S0026D-S、S0026E-S、S0026F-S、S0026I-S、S0026G-S、S0026P-S、S0026J-S、S0026K-S、S0026L-L、S0026M-L、S0026N-L、S0512XO-L、S0445I-S

* 选配探头更多详情, 可联系美的连销售经理了解

相关设备



COX602脉搏血氧仪
(台式)



COX801脉搏血氧仪
(蓝牙手持式)



COX802脉搏血氧仪
(手持式)



AM806温度和脉搏
血氧仪(指夹式)



AM806B温度和脉搏
血氧仪(蓝牙指夹式)

24 小时 全国服务热线
400-058-0755

深圳市美的连医疗电子股份有限公司
Shenzhen Med-link Electronics Tech Co.,Ltd

地址: 深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区2号2层4层5层

电话: (86) 755-61120299

传真: (86) 755-61120055

邮箱: marketing@medxing.com

网站: www.medxing.com



美的连



美心健管